

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(20.10.2025)

Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	Internalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8254409	Omega-3 Yağ Asitleri	X			X	X				
2	C8254410	Omega-6 Yağ Asitleri					X				

Birim	Test Id	Kod	Test Adı	Onaylayan			
	26899	90002924	Alfa linolenik asit	Doç. Dr. AYSUN TOKER			
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	7	50	mg/L	
	26901	90002926	Dokosaheksaenoik asit (DHA)	Doç. Dr. AYSUN TOKER			
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	20	150	mg/L	
	26900	90002925	Eikosapentaenoik asit (EPA)	Doç. Dr. AYSUN TOKER			
MRK	C	Min Yaş	Max Yaş	Alt	Üst	Birim	Özel Normal
MRK		YIL	YIL	9	90	mg/L	

Omega-6 Yağ Asitleri

Test Kodu : 8254410 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : GC-MS - Çalışma Günü : Sal 08:00 - Raporlama Tarihi : 28 gün sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C

Ek Bilgiler

Test içeriğinde; Araşidonik asit, Gamma linolenik asit, Homo gamma linolenik asit ve Linoleik asit bulunmaktadır.

Serum

Örnek vermeden önce en az 24 saat öncesine kadar alkol içilmemiş olması ve en az 12-14 saatlik açlık olması gerekmektedir.