



1	<b>C3d-Bağlanma Testi- Class I</b> Test Kodu : <b>8616108</b> - HLA Doku Tetkikleri			
	Yöntem : <b>LUMİNEX ASSAY</b> - Çalışma Günü : <b>Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>3 gün sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C	

2	<b>C3d-Bağlanma Testi- Class II</b> Test Kodu : <b>8616109</b> - HLA Doku Tetkikleri			
	Yöntem : <b>LUMİNEX ASSAY</b> - Çalışma Günü : <b>Çar 08:00 Cum 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>3 gün sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
Serum	Jelli Tüp	8mL	2-8°C	

3	<b>B-ALL , Tedavi Takibi , MRD (Flow Sitometri)</b> Test Kodu : <b>8635906</b> - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : <b>AKİM SİTOMETRİ</b> - Çalışma Günü : <b>Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt-Sal 08:00</b> - Raporlama Tarihi : <b>4 gün sonra</b>			
	<b>Örnek Adı</b>	<b>Kap</b>	<b>Miktar</b>	<b>Taşıma</b>
	Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C	
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C	

4

## CD4/8 ( T-Helper/T-Supresör Oranı )

Test Kodu : **8636001** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00** -  
Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

5

## Hücre Sayımı / Tiplendirme (Vücut sıvıları- Otomatize)

Test Kodu : **8905008** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cmt 12:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cmt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plevra Sıvısı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Bronkoalveoler Lavaj	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Sinoviyal sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Periton Sıvısı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Perikardiyal Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

6

## Lenfoma Paneli

Test Kodu : **8818007** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Tam Kan	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

7

## Lenfosit Alt Grupları (Flow Sitometri)

Test Kodu : **8635910** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt-Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00 Sal 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	3mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

8

## Lösemi Paneli

Test Kodu : **8818008** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00** - Raporlama Tarihi : **4 gün sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Biyolojik Sıvı	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	5mL	18-24°C
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

9

## T-ALL, Tedavi takibi, MRD (Flow Sitometri)

Test Kodu : **8635907** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AKİM SİTOMETRİ** - Çalışma Günü : **Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt-Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt 18:00 Sal 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Kemik İliği	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C
Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	10mL	18-24°C
BOS	EDTA-Mor Kapak	6mL	18-24°C

10

## Demir (Fe), Doku

Test Kodu : **8354003** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **AAS** - Çalışma Günü : **Sal 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Doku	Laboratuvara danışınız	1gr	<0°C

