

Lİ-FR-001

İSTANBUL DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST İSTEM FORMU

İSTEM TARİHİ/SAATİ			
ALICI <input type="checkbox"/>	TENAY BARKODU	VERİCİ <input type="checkbox"/>	TENAY BARKODU
ADI-SOYADI		ADI-SOYADI	
PROTOKOL NO		PROTOKOL NO	
DOĞUM TARİHİ/CİNSİYET	.../.../.... <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> K	DOĞUM TARİHİ/CİNSİYET	.../.../.... <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> K
KAN GRUBU		KAN GRUBU	
Tanı		Alıcı ile Akrabalık İlişkisi	
Son Transfüzyon Tarihi	.../.../....	Vericiye ait HLA-Tiplendirme Sonucu Biliniyorsa İşaretleyiniz.	<input type="checkbox"/> HLA-A <input type="checkbox"/> HLA-DR
Gebelik Sayısı (Düşük ve Kürtajlar Dahil)			<input type="checkbox"/> HLA-B <input type="checkbox"/> HLA-DQ
Daha Önce Transplant Yapıldı mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır		<input type="checkbox"/> HLA-C
ÇALIŞILACAK TEST KODU/TEST LİSTESİ		ÖRNEK CİNSİ/MİKTARI	
<input type="checkbox"/>	C8390005/SSO, HLA-A, B, DR (Düşük Çözünürlük)	Alıcı Örneği	Verici Örneği
<input type="checkbox"/>	C8390045/SSO, HLA A, B, C, DR, DQ (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390006/SSO, HLA A (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390007/SSO, HLA B (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390008/SSO, HLA C (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390009/SSO, HLA DR B1 (Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390011/SSO, HLA DQ B1, DQ A1(Düşük Çözünürlük)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8389606/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Tiplendirmesi (HLA A, B, C, DR, DQ, DP)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8696183/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Tiplendirmesi (HLA A, B, C, DR, DQ)	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	*C8460007/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, HLA A Tiplendirmesi	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	*C8460008/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, HLA B Tiplendirmesi	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	*C8460009/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, HLA C Tiplendirmesi	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	*C8460011/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, HLA DR Tiplendirmesi	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	*C8460010/SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, HLA DQ Tiplendirmesi	1 adet EDTA'lı kan	1 adet EDTA'lı kan
<input type="checkbox"/>	C8390024/Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)	1 adet jelli tüp kan	1 adet ACD'li tüp kan
<input type="checkbox"/>	C8390044/Lenfosit Cross-Match (CDC)	1 adet jelli tüp kan 2 adet ACD'li tüp kan	2 adet ACD'li tüp kan
<input type="checkbox"/>	C8390026/HLA Donör Spesifik Antikor	1 adet jelli tüp kan	1 adet ACD'li tüp kan
<input type="checkbox"/>	C8390014/PRA (Panel Reaktif Antikor) Tarama	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8390017/PRA (Panel Reaktif Antikor) Tanımlama	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8390018/Panel Reaktif Antikor (PRA) Class I Antijene Spesifik	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8390019/Panel Reaktif Antikor (PRA) Class II Antijene Spesifik	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8696181/Single Antijen Class I	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8696180/Single Antijen Class II	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8616108/C3d- Bağlanma testi-Class I	1 adet jelli tüp kan	----
<input type="checkbox"/>	C8616109/C3d- Bağlanma testi-Class II	1 adet jelli tüp kan	----
<ul style="list-style-type: none"><li>Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.</li><li>Testler ile ilgili ayrıntılara Acıbadem "Labmed Test Kataloğu"ndan ulaşabilirsiniz.</li><li>*Sadece Bursa, Adana, Ataşehir, Atakent, Altunizade İzmir Kent ve International Acıbadem Hastaneleri'nden istem kabul edilir.</li></ul>			
İSTEMİ YAPAN HEKİM	KURUM/GÖREVİ		KAŞE/İMZA
	ÖRNEĞİN KABUL EDİLDİĞİ TARİH/SAAT		KAŞE/İMZA
ACIBADEM LABMED İSTANBUL DOKU TİPLEME LABORATUVARI ADINA KABUL EDEN			

Örnek Gönderim Adresi: Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

No: 32-36C Ataşehir/İstanbul.

e-posta: [dtl@acibademlabmed.com.tr](mailto:dtl@acibademlabmed.com.tr), Tel: 0216 500 4786